



NEW CODE	OLD CODE
09 112 0633	AA8810
09 112 0724	AA8814

Intended Uses

To compensate for a disability by helping a person transfer from one sitting surface to another.

Instructions For Use

With the flat side down, position one end of the board under the user's body and the other end on the destination surface. Position the board so it supports the full body weight during transfer. The smooth surface of the board is best suited for clothing transfers. For bare skin transfers, a towel can be placed over the board for a smoother transfer.

⚠ Cautions

- It is recommended that the Wooden Transfer Board are not used without previous training by a healthcare professional. For some people, attempting a transfer without assistance from a caregiver is not recommended.
- The board is not to be used to support more than 100kg / 15st.
- Inspect the board prior to each use for signs of wear. Do not use the board if it appears weakened.
- Be sure the board is securely in place before putting weight on it.
- If unusual swelling, skin discolouration or discomfort occurs, use should be discontinued and a healthcare professional consulted.



These user instructions are available in large print, please contact Performance Health Customer Services for a copy. Please retain these instructions for future reference.

Manufactured for
Performance Health International Ltd.
 Nunn Brook Road, Huthwaite,
 Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,
 NG17 2HU, UK.

UK:
 Tel: 03448 730 035
 Fax: 03448 730 100
 www.performancehealth.co.uk

International:
 Tel: +44 1623 448 706
 Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.
 28100 Torch Parkway Suite 700,
 Warrenville, IL 60555-3938, USA.
 Tel: 1-800-323-5547
 Telefax: 1-800-547-4333

Performance Health Australia
 Unit 3, 3 Basalt Road,
 Pemulwuy NSW, Australia 2145.
 Tel: 1300 473 422
 Fax: 1300 766 473

Performance Health France
 Zone Industrielle de Montjoly,
 11 Avenue de l'Industrie - CS 40712
 08013 Charleville-Mézières Cedex,
 France.
 Tel: 03 24 52 61 15
 Fax: 03 24 52 90 34



N Verplaatsingsplank

Toepassing

Helpt personen met een handicap zich zittend te verplaatsen.

NIEUW CODE	OUDE CODE
09 112 0633	AA8810
09 112 0724	AA8814

Gebruiksaanwijzing

Plaats het ene uiteinde van de plank met de vlakke zijde naar beneden onder het lichaam van de gebruiker en het andere uiteinde op de andere zitplaats. Leg de plank zó neer dat hij tijdens het verplaatsen het volle gewicht van de gebruiker kan dragen. De gladde kant van de plank is bedoeld voor geklede personen. Leg bij het verplaatsen van ontklede personen eerst een handdoek over de plank om het verzitten gemakkelijker te maken.

⚠ Waarschuwing

- Wij adviseren de verplaatsingsplank alleen toe te passen nadat het gebruik ervan door een professionele zorgverlener is geoefend. Sommige personen mogen zich alleen met de hulp van een zorgverlener verplaatsen.
- De plank is berekend op een draaggewicht van maximaal 100kg
- Controleer de plank vóór elk gebruik op tekenen van slijtage. Gebruik de plank niet als hij te zwak lijkt.
- Zorg ervoor dat de plank goed op zijn plaats ligt voordat iemand erop gaat zitten.
- Gebruik de plank niet meer als bij de te verplaatsen persoon ongewone zwellingen, verkleuring van de huid of ongemakken optreden en raadpleeg een professionele zorgverlener.

